



الفرع التجاري لشركة أزهار عدن

شريك واحد .. حلول متكاملة

Your trusted Dental partner

ADS هي جهة معتمدة لتوزيع مستلزمات وطول طب الأسنان نعمل على اختيار علامات تجاريه عالميه موثوقة تضيف قيمة حقيقيه للممارسة اليومية لطبيب الأسنان



نختار منتجاتنا بعناية اعتماداً على:

- الدليل العلمي والموثوقية السريرية
- جودة التصنيع والالتزام بالمعايير الدولية
- الفائدة العملية في الاستخدام اليومي

من خلال ADS يحصل الطبيب على منصة واحدة تجمع حلول متكاملة من علامات تجاربه مختاره , كل منها صممت لخدمة احتياج سريري محدد بهدف الارتقاء بجودة العلاج وتحسين تجربة المريض



نلتزم بتقديم :

- تواجد محلي واستجابة سريعة
- دعم فني وعلمي للأطباء
- تدريب ، ورش عمل







التبييض رقم (1) في اليمن

Antivet

بالانتيفيت
ابتناسمك تلفت

- في اليمن تعاني شريحة واسعة من المجتمع من التصبغات ، لسنوات طويلة كانت الحلول المتاحة لهذه الحالات اما مكلفه او غير محافظه مثل الفينير والتيجان الانتيفيت قدم حلا ثوريا وتقنية جديده للتعامل مع هذه الحالات لماذا انتيفيت :
- نهج محافظ مقارنة بالفينير والتيجان .
 - تكلفة اقل ، وقت اقل .
 - مناسب لعدد كبير من الحالات ، حيث الكيت الواحد يكفي 32 سن شديد التصبغ .
 - لا يوجد مضاعفات ويوفر خيارا عمليا فعال للطبيب .



ملاحظة: جميع الحالات حقيقيه لأطباء اسنان استخدموا الانتيفيت في اليمن لرؤية المزيد يرجى زيارة صفحتنا




الياف الريبوند الأمريكية

نظام الياف متقدم لتقوية الاسنان

يقدم دعم داخلي فعال في الحشوات ، التقويم ،

وإعادة بناء الأسنان مع الحفاظ على بنية السن الطبيعية



لماذا ريبوند ؟

- تقوية الحشوات : يقلل من احتمالية كسر السن
- حلول محافظة : يدعم الأسنان الضعيفة
- جسور طويلة الأمد في جلسة واحدة فقط



Dr. Stanley Boto
VOGUE SWISS MELBOURNE

فخر الصناعة المكسيكية
رابر دام نكتون المكسيكي

nic tone



- يتمدد حتى 800٪ بدون تمزق
- استخدام منخفض للمسحوق
- ألوان توفّر تبايناً واضحاً مع أنسجة الفم والأسنان
- مصنوع من لاتكس متقوي

موصى به من قبل The Dental Advisor
ينصح به خبراء طب الأسنان من أنحاء العالم

	Thin	Medium	Thick
Box w/36 pcs			
Green 5" x 5"	144-0011	144-0021	144-0031
Green 6" x 6"	144-0013	144-0023	144-0033
Blue 5" x 5"	144-0010	144-0020	144-0030
Blue 6" x 6"	144-0012	144-0022	144-0032
Black 6" X 6"	-	144-0038	144-0037

	Thin	Medium	Thick
Box w/52 pcs			
Green 5" x 5"	144-0015	144-0025	144-0036
Blue 5" x 5"	144-0014	144-0024	144-0034

فانتا علامة تجاريه رائدة في مجال مستلزمات طب الأسنان
تتمتع بشمعه عالميه وثقة واسعه بين اطباء الأسنان

تنتشر منتجات فانتا في اكثر من 40 دولة حول العالم من بينها امريكا
ودول أوروبا ودول الخليج العربي ، مما يعكس التزام فانتا المستمر
بالجودة العالمية والابتكار وتلبية اعلى المعايير .





V-Taper Gold 2023



V-Taper Gold



AF Baby Rotary



AF CL



AF F ONE



R One Mini Kit



Harmony



Rising

V-Taper Gold

- AF-R Wire Tech for Shaping Files
- AF-H Wire Tech for Finishing Files
- 3 Shaping Files, 3 Finishing Files
- Specialty for Variable Taper 6 Files Design
- Suitable for Curved Root Canal Preparation
- High elasticity of NITI Material

FEATURE



AF F ONE

- AF-R Wire technology
- Single File System
- Excellent Adaption to Curved Canals
- Patented Flat-Side Design
- Superior Cutting Efficiency
- High Resistance to Cyclic Fatigue
- Debris removed efficiently in coronal direction
- Easily bypassed if the file is separated

F One Kit

(Selected by Style Italiano Endodontics)

- Predictable Treatment
- Efficient Instrumentation
- Simple-Safe Techniques
- Repeatability



FEATURE



AF CL

FEATURE



- AF-R Wire Tech
- Specialty tip-design for Bypass the Ledge
- Diamond Cross Section
- Suitable for Curved Canals

The key solution in ledge treatment is to understand how ledges are formed in root canal:

All nickel-titanium instruments have both good and bad things. They are all called "memory" files. The good thing is that the nickel-titanium file has elastic and self-adaptor. The bad thing is when the rotating file stays at the curved root canal, it is still cutting the outer part of the bend, and the problem arises. The time the ledge is formed depends on the design of the file (the stronger the cutting ability of the file, the faster the ledge formation). As the root canal tends to return to the design shape, the ledges are formed. The use of rigid hand files in root canal preparation, or preparation for too rush, violence, may also lead to the formation of ledges.

Natro Hand Files

FEATURE



- Better Flexibility
- High-Quality Stainless Steel
- Suitable for Complex Anatomies



•ISO 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 (Sst)
Lengths : 21, 25, 31 mm
Taper: 2%

C-Handle®



Slim-Waist Shaped Design

Easy to connect the Apex Locator



Pen-grasping Holder

Ergonomic design for holding the instrument comfortably



Non-slipped Raised Dots Design

Enlarge the surface area of contacting for drop-prevent



Snap ring attachment

Fix up the instruments tightly



- Compatible with Manual Files
- Convenient and Practical
- Autoclavable Sterilization
- Long Handle Design for Expanding Field of View
- Incorporating Apex Locator at the Top with Connectivity
- Comfortable Holder
- Frosted Design

Practical Cases:

Compatible with C Files for locating the orifice canal; A adapted with small-size hand files and Apex Locator for determining the working length; Convenient for recapitulation in between files; Auxiliary attachment for finishing obturation employed plugger and spreader.

Matched Products with C-Handle



Apex locator



Irrigation Needle

- Thin Wall
- Two lateral vents
- Closed front-end
- Rounded tip
- Free of burrs



Double Side Port Needle Tips

Side Port Ensures Excellent Irrigation



Two lateral vents

The Needle with two lateral vents for gentle but effective irrigation of the root canal. Special design for two lateral vents and rounded and that the full length of the root canal may be safely irrigated. This thin walled needle is designed to improve flow rate, to offer better irrigation and to provide more flexibility.

Note:

1. Pay attention to the crystal in flushing fluid to block irrigation needle, washing needle with clear water or washing plugging needle with ultrasonic.
2. Suitable for curved root canal, pre-bend needle in advance.

Endo Training Tooth

- Tooth Training Model
- 3D Printed Technology
- All-around Transparent Design
- Various options of tooth anatomy



Product Name	Specification	PN	Quantity
Training Tooth Model	Transparent, 16 canal	ET0016	1000/batch
Training Tooth Model	Transparent, 16 curved canal	ET0016C	1000/batch
Training Tooth Model	Transparent, 16 root	ET0016R	1000/batch

Apex locator



HD


High resolution



High accuracy in wet & dry canals



Auto calibration



Advanced dual-frequency tech



Adjustable reference position



Weight:
85g

Dimensions: 94mm (length) x 50mm (width) x 10mm (height)

Specification:



Main Unit



Power Adaptor



Measuring Cable



USB Cable



Operation Manual



File Clips *3



Lip Hooks *3

Obturation System Down Pack

MODEL
obturator



10s

Working Continuous 10s
Work continuous for 10 seconds then stop heating to avoid heating long time burning gums.



Front Light
The LED light gives a better view inside and activity.



2s to 200°C
The temperature rises instantaneously in 2 seconds, no waiting, quick cuts.



Wireless Control (Optional)

Wireless foot control, reducing operation difficulty of the dentist.



Rotation Tip

The needle can be rotated to adapt to multi-angle operation.

2600



2600 mAh
Longer standby time.

Ultrasonic Endo Activation Device



MODEL

Actor I Pro

1600

1600 mAh
Longer standby time.



Front Light
The LED light gives a better view inside oral cavity.



Wireless Charging
Equipped with wireless charger, faster and more convenient.



Small Amplitude, Strong Power
Mute ultrasonic technology, small amplitude but strong power, more stable and less noisy during working.



Tips Meet More Root Canal Situation Requirement
3TIPS/E96 ; 3TIPS/EL96



Two Working Modes
Regular and high power options, meet different situation requirement.

Fanta iRoot Pro

Endo motor for root canal preparation with being smart apex locator

ENDO MOTOR - Apex Locator



Four Working Modes



P: 01 350 rpm
EMDO-M 2.4 Nica
APEX-L

Apex Locator
Control Motor



P: 01 350 rpm
EMDO-M 2.4 Nica
APEX-L

Apex Locator
Endo Motor



P: 01 350 rpm
ONLY 2.4 Nica
APEX-L

Apex Locator
Independent



P: 01 350 rpm
ONLY 2.4 Nica
EMDO-M

Endo Motor
Independent

The most convenient root canal treatment system, complete root canal length measurement and root canal preparation on the handpiece, you just need to connect a lip hook with the motor to make the canal length measurement and preparation at the same time.



Compatible with most of
NITI files on market



6 angles available both
hands are applicable



10 memory setting +
quick start setting



Portable, Smart,
Cordless




Integrated wireless control
function, displayed data
synchronize



Cordless motor, no
accessories required,
clean and clear

Fanta Surgical Microscope


MCS 3000A



Foldable eyepiece barrel

The variable angle eyepiece barrel with a range of 0-210° is designed according to ergonomics, providing a comfortable working position for doctors.

The elongated binocular eyepiece barrel reduces the forward leaning of the operator and increases the space for operations under the microscope.



f 200-400mm

Adjustment handles

The two sides are equipped with high-quality LC control handles, which are fully adapted to the usage habits of doctors.

Fine focus objective lens

With a zoom range of 200-400mm, it can meet the operation space of 200mm and is suitable for more clinical operations.

Pupil distance adjustment

With a brand new design, the pupil distance can be adjusted from 55mm to 75mm, and the pupil distance can be accurately adjusted through the two knobs at both ends.



55mm to 75mm

eFiller Obturation System Backfill



Ergonomic design
Balanced and comfortable hand feeling

Adjustable Temperature

Wider temperature range, adapt to more gutta percha points on the market.

170°C

100°C 120°C 140°C
170°C 200°C 230°C

Four working tips available
2 spk / 230C
2 spk / 250C



14s

Rapid heating

It only takes 14 seconds to quickly melt the gutta percha point. Reduce the warm-up waiting time.



2600

2600mAh
Longer standby time



Dental Microscope



Light Equipment

ADS | ارت دنت سبارك

عدن - المنصورة - شارع التعسین
بجانب فندق المرح الذهبی
784389618 - 776713043
www.artdent-dental.com